

RAM ZA KOLICA TOM 4-CSI

Cena: 111.100,00 rsd.

Šifra: 231306

Kategorija proizvoda: Dečija kolica

Proizvođač: PATRON BOHEMIA S.R.O.



Super

Maxi 42

Širina rama	37 cm	41 cm	46 cm
Visina od tla	49 cm	50 cm	50 cm
Ukupna širina	58 cm	63 cm	68 cm
Nagib naslona	± 27°	± 25°	± 25°
Širina sklopljenog rama	58 cm	63 cm	68 cm
Dužina sklopljenog rama	93 cm	96 cm	96 cm
Težina	10 kg	11 kg	12 kg
Nosivost	Do 40 kg	Do 55 kg	Do 80 kg

