

STOLICA ZA KUPANJE ZA TUŠ KABINE BEZ NASLONA MOBIAK TIP 797L

Šifra: 228989

Kategorija proizvoda: Stolice za kupanje i rukohvati
za kupatilo

Proizvođač: MOBIAK S.A.

Cena: **4.290,00** rsd.

STOLICA ZA KUPANJE ZA TUŠ KABINE BEZ NASLONA MOBIAK TIP 797L

Širina sedišta	50 cm
Dubina sedišta	30 cm
Visina sedišta	34 - 44 cm
Nosivost	100 kg