Firma: ORTOPEDIJA - NOVI ŽIVOT DOO BEOGRAD
Adresa: Mis Irbijeve 45a
Telefon: +381 11 7621 953
Fax: +381 11 7621 956
PIB: 100025109
E-mail: b2c@ortopedija.co.rs

KOLICA MEHANIČKA GEMINI BLUE MOBIAK

Cena: 30.250,00 rsd.

Šifra: 231666
Kategorija prozivoda: Standardna invalidska kolica
Proizvođač: MOBIAK S.A.



Širina sedišta	46 cm
Dubina sedi	m
Ukupna	64 c
Ukupna	104 cm
Visina	0 c
Visina naslona za leđa	42 cm
Ram	Čelik, plastificiran, makaze
Stranice	Preklapaju se
Papučice	Skidaju se
Prednji točkovi	Mali, puna guma, 8"
Zadnji točkovi	Veliki, puna guma, 24"
Antikip točkovi	Ne
Težina	18,5 kg
Nosivost	Do 125 kg
Sklapanje	Da

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.