Firma: ORTOPEDIJA - NOVI ŽIVOT DOO BEOGRAD
Adresa: Ustanička 234 A
Telefon: +381 11 7621 953
Fax: +381 11 7621 956
PIB: 100025109
E-mail: b2c@ortopedija.co.rs

KOLICA MEHANIČKA FS 958LBCGPY 38 CM

Cena: 82.940,00 rsd.

Šifra: 2214334
Kategorija prozivoda: Mehanička neurološka kolica
Proizvođač: FOSHAN DONGFANG MEDICAL



	1120mm
	535 mm
	1040~1200 mm
	310 mm
	380 mm
	360 mm
Visina sedišta od poda	550 mm
Visina bočnih stranica	170~200 mm
Širina između stranic	380 mm
Visina papučica od poda	podesiva
Visina naslona za leđa	420 mm
Prečnik prednjih točkova	152 mm
Prečnik zadnjih točkova	40 mm
Nosivost	75 kg
Težina	22,5 kg

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.