Firma: ORTOPEDIJA - NOVI ŽIVOT DOO BEOGRAD
Adresa: Ustanička 234 A
Telefon: +381 11 7621 953
Fax: +381 11 7621 956
PIB: 100025109
E-mail: b2c@ortopedija.co.rs

NASLON ZA RUKU AG-370-SS-6

Cena: 1.650,00 rsd.

Šifra: 231123
Kategorija prozivoda: Rezervni delovi i dodaci za kolica
Proizvođač: ROLKO GmbH



Dimenzije (VxŠxD): 37x370x58 mm

Broj navojnih čaura: 6 kom.

Razmak između čaura: unutrašnje 173mm, središnje 227mm, spoljašnje 255mm.

Sa plastičnim donjim delom, crnim.

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.