
Firma: ORTOPEDIJA - NOVI ŽIVOT DOO BEOGRAD
Adresa: Ustanička 234 A
Telefon: +381 11 7621 953
Fax: +381 11 7621 956
PIB: 100025109
E-mail: b2c@ortopedija.co.rs

NASTAVAK ZA KATETER BASIC UROMED

Cena: 770,00 rsd.

Šifra: 2215522
Kategorija prozivoda: SREDSTVA ZA INKONTINENCIJU
Proizvođač: UROMED



	kod trajnog urinarnog katetera
Mehanizam	Otvaranje i zatvaranje pomoću poluge
Upotreba	Bez potrebe za uklanjanjem kateterskog čepa
Pogodno za	Osobe sa smanjenom motorikom šake
Zaštita od kontaminacije	Produženi nastavak između poluge i priključka
Priključak	Konusni konektor za sigurno povezivanje
Kompatibilnost	Mogućnost povezivanja sa UROMED urin kesama

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.