Firma: ORTOPEDIJA - NOVI ŽIVOT DOO BEOGRAD
Adresa: Ustanička 234a
Telefon: +381 11 7621 953
Fax: +381 11 7621 956
PIB: 100025109
E-mail: b2c@ortopedija.co.rs

RAMPA SKLOPIVA AG607, 1,80 M, ANTANO

Cena: 50.400,00 rsd.

Šifra: 2214903
Kategorija prozivoda: Rampe
Proizvođač: ANTANO GROUP SRL



dužina	
Ukupna širina	72 cm
Širina staze	71 cm
Maksimalni nagib	20%
Visina bočnih stranica	3,5 cm
Nosivost	272 kg
Težina (par)	16 kg

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.